



La formation des  
**secouristes**  
en milieu de travail

MODE D'EMPLOI DU DÉFIBRILLATEUR  
EXTERNE AUTOMATISÉ (DEA)

# Mode d'emploi du DEA

**Vérifier si les lieux sont sécuritaires.**

**Coucher la personne sur le dos.**

1. Vérifier l'état de conscience.
2. Alerter les services préhospitaliers d'urgence.
3. Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire (RCR)\* en attendant l'arrivée du DEA.
4. Mettre le DEA sous tension.
5. Dénuder le thorax de la personne.
6. Choisir les électrodes appropriées, les placer correctement et suivre les instructions.
7. S'éloigner de la personne afin de permettre à l'appareil de faire une bonne analyse.
8. Si le choc est conseillé, appuyer sur le bouton qui permet de le transmettre, sans toucher à la personne.
9. Reprendre la RCR immédiatement en commençant par les compressions thoraciques (30:2), jusqu'au prochain message vocal du DEA. Après 2 minutes de RCR, les messages du DEA pourraient suggérer de passer de nouveau à l'analyse du rythme cardiaque.
10. Poursuivre les manœuvres de RCR jusqu'à l'arrivée des services préhospitaliers d'urgence ou jusqu'à la reprise de la respiration.

\* Pour un enfant, faire 5 cycles de RCR (environ 2 minutes) avant d'utiliser le DEA.

Téléchargez  
l'application  
mobile!



Secourisme



FONDATION<sup>MC</sup>  
DES MALADIES  
DU CŒUR  
ET DE L'AVC